

Spezifikation

Artikel- Nr.: **11075-10**

Lieferant: Matthes Sterilgutversorgung

Lieferanten - Art.- Nr. 11075-10

Produkt:

Sandwich-Etikett mit Indikator für Plasmasterilisation 7035mm / 76 / AW

Produktaufbau: Sandwichmaterial (Tyvek)

- Kleber: stark haftend

Ausführung:

Kleber: stark haftend
gerundete Ecken R = 2mm
Schlitzung im 1. Obermaterial (längs), Perforation nach jedem Etikett
76 mm Kern
1000 Etiketten pro Rolle
Aussenwicklung, Indikator rechts
2-farbig (Indikatorfarbe, Indikatorumschlagsverhalten)

Indikator:

Prozessindikator Plasmaindikator rot
Der Plasma-Indikator schlägt von seiner ursprünglichen Farbe nach gelb um
Der Farbumschlag entspricht jeweils der europäischen Norm EN 867-2 und ISO 11140-1.

Indikatorstand:

Plasmaindikator: Streifen 5 mm breit, 8,5 mm vom rechten Rand beginnend

Druck:

2-fbg. schwarz Text und Indikator

Verpackung:

Foliebeutel im Karton

Etikettierung

Matthes Sterilgutversorgung

Art. Nr. 11075-10 Spezialetiketten mit Indikator für Plasmasterilisation

Größe: 70mm x 35mm / 76 / AW/1000

Plasma-Indikator von rot nach gelb




MM/JJJJ




MM/JJJJ

Plasma Type 1



35-50% RH



+ 25 °C
+ 15 °C

Muster:

Laufrichtung



