

SPEZIFIKATION Nr.: 81067

Seite 1 von 2

Kunde: Matthes Sterilgutversorgung	Kd.-Art.-Nr.: 04180-1000	Produkt: Haft-Etiketten auf Rolle	Format / Größe: 70 x 35 mm
Produktaufbau:	Obermaterial:	Papier Duplex nassfest, weiß, matt gestrichen	
	Klebstoff:	2 x festhaftend, HUV-basierend	
	Trägermaterial:	Silikonpapier 65 g/m², 73 mm breit,	
Ausführung:	Eckenform:	2,0 mm Radius	
	Verarbeitung:	Querperforation nach jedem Etikett 1 x Längssplitt 3 mm von links	
	Hülsekern:	40 mm lichte Weite	
	Anzahl / Rolle:	1.000 Etiketten	
	Wicklung:	Etikett aussen	
Indikator:	Prozessindikator Wasserdampf rosa Der Indikator schlägt von seiner ursprünglichen Farbe nach dunkelbraun bis schwarz um. Der Farbumschlag entspricht der europäischen Norm ISO 11140-1 Typ 1		
Indikatorstand:	WD-Ind.-Streifen 5 mm breit, rechts Negativ STEAM BROWNN randabfallend;		
Verpackung:	10 Rollen im Karton		
Etikettierung:			

REF 04180-1000



Haftetiketten mit WD-Indikator

Self-adhesive labels with steam indicator

Größe / size:	70 x 35 mm
Rollenbreite / reel width:	73 mm
Hülse / tube:	Ø 40 mm
Inhalt / contents:	10 Rollen/reels à 1.000 Stück/pcs.

Dampf-Indikator von rosa nach braun
 Steam-indicator from pink to brown

STEAM

EN ISO 11140-1
Type 1

xxxx/xx



xxxx/xx

LOT


xxxx/XX

SPEZIFIKATION Nr.: 81067

Seite 2 von 2

Ausführungsmuster:
(nicht maßstabsgetreu)

1.000 Stück pro Rolle, Aussenwicklung, Hülse 40 mm



Erstellt am:
Unterschrift:

Geprüft am:
Unterschrift:

Genehmigt:
Unterschrift: