

SPEZIFIKATION Nr.: 04180-1

Kunde:	Kd.-Art.-Nr.: 04180-1	Produkt: Haft-Etiketten auf Rolle	Format / Größe: 70 x 35 mm
Produktaufbau:	Obermaterial: Papier Duplex nassfest, weiß, matt gestrichen		
Ausführung:	Klebstoff: 2 x festhaftend, HUV-basierend		
	Trägermaterial: Silikonpapier 65 g/m², 73 mm breit,		
	Eckenform: 2,0 mm Radius		
	Verarbeitung: Querperforation nach jedem Etikett		
	1 x Längssplitt 3 mm von links		
Indikator:	Hülsekern: 40 mm lichte Weite		
	Anzahl / Rolle: 1.000 Etiketten		
	Wicklung: Etikett aussen		
Indikatorstand:	Prozessindikator Wasserdampf rosa		
	Der Indikator schlägt von seiner ursprünglichen Farbe nach dunkelbraun bis schwarz um.		
	Der Farbumschlag entspricht der europäischen Norm ISO 11140-1 Typ 1		
Indikatorstand:	WD-Ind.-Streifen 5 mm breit, rechts Negativ STEAM BROWNN randabfallend;		
Verpackung:	10 Rollen im Karton		
Etikettierung:			

REF 04180-1

Haftetiketten mit WD-Indikator
Self-adhesive labels with steam indicator

Größe / size: 70 x 35 mm

Rollenbreite / reel width: 73 mm

Hülse / tube: Ø 40 mm

Inhalt / contents: 10 Rollen/reels à 1.000 Stück/pcs.

Dampf-Indikator von rosa nach braun
Steam-indicator from pink to brown

STEAM

EN ISO 11140-1
Type 1

xxxx/xx





xxxx/xx

LOT


xxxx/XX












Ausführungsmuster:
(nicht maßstabsgetreu)

1000 Etiketten per Rolle, Innenwicklung 40iger Kern



Erstellt am:
Unterschrift:

Geprüft am:
Unterschrift:

Genehmigt:
Unterschrift: