

SPEZIFIKATION Nr.: 81135

Seite 1 von 2

Kunde: Sterilgutversorgung Matthes	Kd.-Art.-Nr.: REF 04180- 2000	Produkt: Barcoderollen-Etikett für Thermotransferdruck	Format / Größe: 70 x 35 mm
---	--	---	--------------------------------------

Produktaufbau:

Obermaterial: Spezialhaftpapier 90 g/m² Duplex weiß, matt (Sandwichausführung)
 Klebstoff: 2 x festhaftend
 Trägermaterial: Silikonpapier 65 g/m², 73 mm breit, ohne Lochrand


Ausführung:

Eckenform: 2,0 mm Radius
 Verarbeitung: Querperforation nach jedem Etikett
 1 x Längssplitt 3 mm von links
 Hülsenkern: 40 mm lichte Weite
 Anzahl / Rolle: 2.000 Etiketten
 Wicklung: Etikett aussen, Fuß voraus

Indikator: WD-Indikator rosa, nach DIN EN 11140-1, Type 1, als Streifen 5 mm breit; 3 mm von links mit Negativ-Text „BRAUN - STERIL“

Verpackung: 5 Rollen im Karton

Etikettierung:




SPEZIFIKATION Nr.: 81135

Ausführungsmuster:

2.000 Etiketten pro Rolle - Aussenwicklung - Hülse 40 mm

Etikettenformat: 70 x 35 mm
Trägerbahnbreite: 73 mm



Erstellt am:
Unterschrift:

Geprüft am:
Unterschrift:

Genehmigt:
Unterschrift: