

Klar im
Ergebnis

Protein-
schnelltest
geeignet!

Einfach
in der An-
wendung

Klar im
Ergebnis

Protein-
schnelltest
geeignet!

Einfach
in der An-
wendung

Geben Sie Hygienemängeln keine Chance.


Fordern Sie jetzt alle Produktinformationen an.
Oder vereinbaren Sie ein persönliches
Beratungsgespräch mit uns.

SIMICON GMBH

Sigmund-Riefler-Bogen 19
81829 München
fn +49 (0)89-673366-0
fx +49 (0)89-673366-22
info@simicon.de

Alles im Reinen!

SIMICON RI – das zuverlässige Indikator-
System zur Kontrolle der Reinigungswirkung
von RD-Geräten in Praxen und Kliniken.



www.simicon.de

www.simicon.de

Einwandfreie Hygiene für die Patienten. Ein Höchstmaß an Sicherheit für Sie.

SIMICON RI ist der zuverlässige Reinigungsindikator zur Kontrolle von Reinigungsverfahren im medizinischen Bereich.

Das Indikatorsystem ist in der Aufbereitung von Instrumenten (MIC/Standard) und Endoskopen sowie in der Ultraschallreinigung einsetzbar. Spezielle PCDs simulieren dabei die einzelnen Instrumentengruppen. In Kombination mit dem Indikator wird so eine realitätsgetreue Herausforderung an den Reinigungsprozess gestellt.

Bei korrekter Einstellung der Betriebsparameter wird die Anschmutzung vollständig entfernt. Sowohl eine fehlerhafte als auch eine erfolgreiche Reinigung wird auf den ersten Blick deutlich.

SIMICON RI – für eine schnelle und sichere Beurteilung des Reinigungsergebnisses.

Auf der sicheren Seite: Die Vorteile des SIMICON RI

- praktisch in der Handhabung
- realitätsgetreue Prüfanschmutzung: Echtblut auf Edelstahlträger
- eindeutige, visuelle Auswertung
- Verwaltungsaufwand sparen: Ein Indikator für alle Anwendungen
- Zeitersparnis: Denselben Indikator visuell und mit Proteinschnelltest bewerten
- ISO 15883 konform
- umweltbewusst: Recyclebare Materialien

www.simicon.de

A) Vor der Reinigung: Indikatorstreifen mit Prüfanschmutzung.
B) Nach erfolgreicher Reinigung: Keinerlei Schmutzreste.

