SPEZIFIKATION Nr.: 11095TIN

Kunde:	Kd.-Art.-Nr.:	Produkt:	Format / Größe:
Matthes Sterilgutversorgung	11095TIN	Spezialetiketten auf Rolle	70 x 35 mm

SPEZIFIKATION Nr.: 11095TIN

Produktaufbau:

Obermaterial:	Obermaterial (1x): 46 g/m², weißes Polypropylen
Klebstoff:	Stark Klebend
Trägermaterial:	Silikonpapier 62 g/m², 73 mm breit,

Ausführung:


Eckenform:	2,0 mm Radius
Verarbeitung:	Querperforation nach jedem Etikett
Hülsenkern:	40-iger Kern
Anzahl / Rolle:	1.000 Etiketten
Wicklung:	Etikett aussen

Indikator: Prozessindikator Wasserdampf violett
Der Indikator schlägt von seiner ursprünglichen Farbe (violett) nach grün um.
Der Farbumschlag entspricht der europäischen Norm ISO 11140-1 Typ 1

Indikatorstand: WD-Ind.-Streifen 5 mm breit, rechts

Verpackung: 10 Rollen im Karton


Etikettierung:



SPEZIFIKATION Nr.: 11095TIN

Ausführungsmuster:
(nicht maßstabsgetreu)

1.000 Stück pro Rolle, Aussenwicklung, Hülse 40 mm



Ablaufrichtung von der Rolle



Erstellt am:	Geprüft am:	Genehmigt:
Unterschrift:	Unterschrift:	Unterschrift: